



アルカリハライド基板上的の金属薄膜の特性評価

清水啓史

福井大学学術研究院 医学系部門

キーワード：1分子動態計測、蛋白質、X線回折

1. 背景と研究目的


蛋白質の構造変化を1分子で動画計測するX線1分子動態計測法（1）で、蛋白質に取り付ける観測プローブを作製する際の作製条件検討と、作製した金ナノ結晶と蛋白質の反応性の検証のため、アルカリハライド基板上に形成した金属薄膜の特性評価、および基板上に固定した蛋白質と金ナノ結晶の反応性の評価を行うことを目的として、BL8S1を利用した。

2. 実験内容

観測プローブとして金ナノ結晶を作製する際、NaCl、KCl、MgOの単結晶基板上に高真空中で金薄膜を形成し、結晶性の向上のため、基板をアニールする。薄膜膜厚やアニール条件などの結晶サイズや結晶性に影響を与えるパラメータを変えて結晶を形成し、BL8S1で表面回折を計測することで、金ナノ結晶の結晶性の評価を行った。また、作製したナノ結晶を剥離し、ガラス基板上に固定した蛋白質と金ナノ結晶を反応させ、2次元X線検出器でナノ結晶からの回折点を測定した。

3. 結果および考察

単結晶表面に形成した金薄膜について、その膜厚、アニール温度などの薄膜形成条件によって結晶性がどのように影響を受けるかを評価した。単結晶表面に金薄膜を形成したサンプルを回折計に固定し、X線照射による回折パターンを計測した。単結晶基板に対して低角の入射角でX線を照射し、基板結晶表面に形成された金結晶からの回折パターンを計測した。この低角入射の観測条件を用いて金薄膜の結晶性の違いを観測し、作製条件を検討した。また、ガラス基板表面を表面修飾し、蛋白質を固定し、金ナノ結晶を反応させ、基板に固定された金ナノ結晶からの回折点を2次元X線検出器で計測した。その結果、表面回折パターンからは各結晶面からの回折が得られ、2次元検出器を用いた計測からは金ナノ結晶からの回折点が観測された。これらのデータの作製条件による違いを比較検討することで、結晶の作製条件の検討を行った。引き続き、BL8S1での観測プローブの作製条件の検証を行っていきたい。



回折データの一例

低角入射することで、基板材料の回折データを含まず、表面の金薄膜からの回折信号のみを計測することができる。

4. 参考文献

1. Hirofumi Shimizu., *et. al.* *Cell*, **132** (1), 67-78 (2008).